

# NEW

**msi**<sup>®</sup>  
e n d o s c o p y

## **MSI LED Kalt-Lichtquelle 250** ***MSI LED Cold light source 250***

Sehr kompakte und helle LED Lichtquelle, gleichmäßige Ausleuchtung, vergleichbar mit einer 250 Watt Halogenlichtquelle, Hochleistungsdiode weiß, mit aktiver Kühlung, Farbtemperatur ca. 5.800 K, Lampenlebensdauer ca. 50.000 Stunden, Stromversorgung 90-240 Volt 50-60 Hz, ca. 50 Watt Abmessungen: 200 x 230 x 120mm

*Very compact and bright LED Light source, even illumination, comparable with a 250 Watt halogen light source, high-performance diode white, with active cooling, colour temperature approx. 5.800 K, lamp durability approx. 50.000 hours, power supply 90-240 Volt 50-60 Hz, approx. 50 Watt Dimensions: 200 x 230 x 120mm*



# N

# E

# W

**msi**<sup>®</sup>  
e n d o s c o p y

**MSI MedServ International  
Deutschland GmbH**  
Escad-Straße 3  
D-88630 Pfullendorf

Phone: ++49 7552/936 - 570  
Fax: ++49 7552/936 - 569  
[info@medservinternational.de](mailto:info@medservinternational.de)  
[www.medservinternational.de](http://www.medservinternational.de)